

ELLA Smyckessändare Produktblad



Smyckessändaren ELLA är ett hjälpalarm för människor som behöver kunna ringa efter hjälp, eller skicka varningar till andra. ELLA skickar varningar till Armbands-sändare och -mottagare och andra FlexiBlink LIFE mottagare.

Nyckeldata:

- Enkel installation och användning.
- Stänksäker (dusch - inte badkar)
- Signalområde inom normalt hushåll
- Mycket bra batteritid
- Laddningsbar

Sammankoppling

1. Håll in larmknappen på ELLA i ca 10 sekunder tills den kvitterar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck 1 gång på larmknappen på ELLA. Indikatorlampan blinkar då grönt.
3. Tryck 2 gånger på LIFE-knappen du vill sammankoppla ELLA med. Indikatorlampan blinkar då grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

Använd ELLA för att ansluta en ny enhet till systemet

När ELLA är en del av ett system, kan den användas för att ansluta flera sändare och mottagare.

1. Håll varningsknappen på ELLA ned i ca 10 sekunder. ELLA bekräftar med 3 korta vibrationer.
2. Tryck två gånger på varningsknappen på ELLA. Indikationslampan på ELLA blinkar grönt.
3. Tryck en gång på LIFE-knappen på enheten som ska kopplas till ELLA. Indikationslampan på den enheten blinkar grönt.
4. Sammankopplingen bekräftas genom att båda indikationslamporna lyser grönt i 2-3 sekunder.

SAMMANKOPPLINGEN MISSLYCKADES:

Om enheten lyser rött vid försök av anslutningen, så misslyckades den. Då måste du återställa enheten och prova igen.

AVBRYT SAMMANKOPPLING:

För att avbryta anslutningen, tryck en gång på LIFE-knappen / varningsknappen på ELLA.

ÅTERSTÄLL ANSLUTNINGEN:

1. Tryck ned och håll varningsknappen inne i 10 sekunder, tills du känner 3 vibrationer.
2. Tryck fem gånger på varningsknappen på ELLA.
3. Återställningen bekräftas med röda och gröna blinkningar.

Relaterade produkter:

Annan larm og kallelse:				
				
Ella smycke-sändare	Armbands-larm sändare och -mottagare	Barnvakt	Välfärds-sändare	Tryckknapps-sändare



ICAP
Individual Computer Applications

Art nr. 203471671

Larmmottagare:					
					
IRIS	Junior	NORA	Sängvibrator	Kuddvibrator	AURORA

Tekniska data

Dim. (bxhxd):	235x10 mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	40 g	Laddspänning	5VDC (USB)
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C