



FlexiBlink - Nora Flexiwatch

Bruksanvisning



NORA är ett armbandsur som larmar FlexiBlink LIFE-larm och dagliga signaler med vibrationer, symboler och ljud.

Klockdisplayen aktiveras med ett enda tryck på skärmen.

I händelse av ett larm visas en symbol och text på skärmen samtidigt med vibrations- och ljudvarning för larmet. Både ljud- och vibrationsvarning använder olika varningsmönster för olika larm. På detta sätt kan hörselskadade och synskadade enkelt skilja mellan dagliga aviseringar och larm.

NORA laddas med den medföljande USB-laddaren.



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471910


Viktiga data:

- Enkel installation och användning
- Stänksäker (dusch – ej badkar)
- Signalområde inom normalt hushåll
- Lätt att anpassa längden på remmen
- Uppladdningsbar med bra batteritid
- Utbytbart band





OBS! Klockan måste vara ansluten till laddaren innan den ska slås på första gången.

ANMÄLAN

	<p>FlexiBlink LIFE-varningssystemet skiljer mellan två larmtyper:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dagliga aviseringar: dörrklocka, telefon etc. 2. Larm: brand, epilepsi etc. <p>NORA larmar med vibrationer, ljud, symbol och text när den får ett meddelande/larm.</p> <p>Larmen larmas med snabba vibrationer och ljud. Dagliga meddelanden varnas med tystare vibrationer och ljud.</p>
---	---


LADDNING

NORA ska vara fulladdad före användning. Använd den medföljande laddningskabeln.

	<p>Enheten laddas genom att "klicka" laddningskontakten på laddningskontaktarna på baksidan av NORA. Kontakten hålls fast med magneter. När dessa "klickas fast" är laddningskontakten placerad i rätt riktning. Kom ihåg att ansluta nätadaptern till vägguttaget.</p>
	<p>Batteriindikatorn i det övre högre hörnet av displayen indikerar batteriets kapacitet.</p> <p>NORA kan ta emot aviseringar medan enheten laddas.</p>





ARBAND

	<p>NORA levereras med armbandsremmarna helt fastsatta. Dessa kan flyttas genom att hålla ner låsknappen och skjuta remmen ur fästet.</p> <p>Clip mount finns som tillbehör.</p>
---	---



INSTÄLLNINGSMENY

Svep i sidled på skärmen för att komma till menyn.

	<p>"Info": Visar Noras versionsnummer. "Ljud": Slå på / av ljud. (Vid brandlarm är ljudet alltid på). "Inställningar": Ändra inställningarna för aviseringarklockan. "Stäng av": Stäng av klockan.</p>
	<p>Inställningar: "LIFE-nät": FlexiBlink LIFE-inställningar. "Varningar": Meddelandeinställningar. "Datum och tid": Ställ in klocka och datum. "Språk": Välj språk "Återställ": Raderar alla inställningar og ställer in klockan i fabriksåterställning.</p>


IHOPKOPPLING

Alla FlexiBlink LIFE-enheter som ska fungera tillsammans måste paras ihop före användning.

	<p>NORA går automatiskt till parningsmenyn när du först ansluter USB-laddaren.</p> <p>De flesta FlexiBlink LIFE-produkter använder en separat LIFE-knapp för parkopplingen. LIFE-knappen finns vanligtvis under enhetens lock. (Se bruksanvisningen för den aktuella produkten om du inte hittar LIFE-knappen).</p> <p>”Share my LIFE-net”: Tryck på LIFE-knappen 1 gång på den andra enheten.</p> <p>”Connect to LIFE-net”: Tryck på LIFE-knappen 2 gånger på den andra enheten.</p>
	<p>Status för anslutning: Life-anslutningsstatusen visas med radiosymbolen i det övre högra hörnet av skärmen. NB! Visas bara om enheten inte är parkopplad.</p>

PARRKOPLING VAL

NORA kan dela nätverket det är anslutet till och kan sedan användas för att ansluta nya enheter till samma nätverk.

	<p>”Dela”: Anslut FlexiBlink enhet til Noras Life-nät ”Par”: Anslut Nora til eksisterande Life-nät ”Ta bort”: Ta bort alla anslutningar</p>
---	---




AVBRYT PARNING

För att avbryta parkopplingen, tryck på LIFE-knappen på en enhet en gång eller tryck på "Avbryt" på din klocka.

INSTÄLLNINGAR FÖR DATUM OCH TID

Välj "Inställningar" och sedan "Datum och Tid" för att ändra datum och tid.

	<p>Tryck "Datum" och "Tid" för att ställa datum och tid.</p> <p>Klockan ställer automatiskt in sig själv när "Automatisk synkronisering" slås på och en Appsändare (Tillbehör) installeras i hemmet.</p>
--	--

UTÖKA RÄCKVIDD

Om det finns ett behov av att utöka räckvidden mellan en NORA och andra FlexiBlink LIFE-produkter måste en eller flera REPEATER användas.

INSTÄLLNINGAR FÖR VARNINGAR

Dagliga signaler/Endast larm: Du kan välja om du vill ta emot alla aviseringar eller bara larm. Välj "Inställningar" och sedan "Varningar". När omkopplaren "Endast larm" är påslagen får du inga meddelanden för dagliga signaler som dörrklocka.


Grannlarm: När den här funktionen är aktiverad kan du ta emot larm från dina grannar som har FlexiBlink LIFE-varningssystemet installerat. Funktionen förutsätter att en grannvarning delas mellan grannarna. (Kräver meddelandemottagaren IRIS LIFE)

Välj "Inställningar" och sedan "Varningar".
Sätt på "Ta emot grannvarning" -omkopplaren.



FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Fabriksåterställning raderar alla inställningar och parning och återställer enheten.

	<ol style="list-style-type: none">1. Välj "Inställningar" och sedan "Återställ".2. Välj "Fortsätt" och tryck sedan på "Återställ".3. Enheten kommer att ställas in på fabriksåterställning.
---	---

VIKTIG INFORMATION

Produkten kan rengöras med en mjuk, lätt fuktig trasa.

NORA kommer att meddela FlexiBlink LIFE-mottagare om behovet av batteribyte, om du har mottagare som visar detta.

ÅTERVINNING

Produkten ska inte kasseras med restavfall. Bekanta dig med lokala bestämmelser för avfallshantering av elektriska produkter.

TEKNISKA DATA

Dim. (lxb):	260x43mm	Sändareffekt:	10 mW e.r.p.
Vikt:	50g	Laddningsspänning:	5V
Radiofrekvens:	868.1 – 869.85 MHz	Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Omkrets:	15-23 cm		

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

För fullständig dokumentation om överensstämmelse, tag kontakt via e-post:

upphandlingar@icap.nu



ICAP
Individual Computer Applications

Art. Nr. 203471910

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösningar
Det finns ingen anmälan i NORA.	Avståndet mellan NORA och sändaren är för stort.	Flytta enheterna närmare varandra eller sätt i en repeater.
	NORA är utan ström.	Ladda NORA.
	NORA är inte ordentligt sammankopplad.	Utför parning. Se kap 7.
	Fel på sändaren.	Se bruksanvisningen för sändaren.
	Fel med inställningar.	Se till att aviseringar är aktiverade. Kontrollera att "endast larm" inte är markerat.
	Systemfel.	Återställ till fabriksinställningarna. Väck klockan genom att sätta i den i laddaren efter att skärmen har blivit svart.
Parkoppling fungerar inte.	Båda enheterna har parats ihop tidigare.	Återställ parning. Se kap 7.
NORA vibrerar av sig själv utan förvarning.	NORA är nästan slut på ström.	Ladda NORA.
NORA har bara en svart skärm.	NORA är i transportläge.	Anslut laddaren.
	NORA är helt slut på batteri.	Anslut laddaren.
	Batteriet är urladdat.	Ladda batteriet med den medföljande laddaren.
Displayen blinkar när Nora laddas.	Dålig kontakt vid laddning.	Kontrollera anslutningen på laddaren. Rengör laddningskontaktarna på din klocka om det behövs.

