

Skötselråd och tips

QuietFrames förvaras i förpackningen eller medföljande påse när de ej används.

Undvik att lägga dina QuietFrames med glaset nedåt.

Höga temperaturer kan skada dina QuietFrames. Utsätt dem ej för extrema temperaturer t.ex. i bastun eller på bilens instrumentbräda eller kemiska medel såsom hårspray eller rengöringsmedel.

Kontakta info@ambicare.se se om du upplever ej övergående besvär såsom illamående, suddigt seende eller annat.

Om olycka inträffar orsakad av användandet av QuietFrames ska det rapporteras till AmbiCare AB och Läkemedelsverket.

Bruksanvisningen upprättad
2022-03-31.

Senast uppdaterad version finns på
www.quietframes.com

FRÖLUNDADATA
Hjälpmedel | Anpassning | Utbildning



AmbiCare AB

Tellusborgsvägen 108
126 28 Hägersten, Sverige



Medical
device



7350140780014

QuietFrames

Bruksanvisning

QuietFrames

Glasögon för visuell brusreducering®.
Läs noga före användning.

Avsedd användning

QuietFrames ska användas stillasittande eller stående för att skärma av omgivningen och förbättra fokus samt minimera störande intryck och ljuskällor från sidan och uppfifrån.

Används på samma sätt som ett par terminalglasögon.

Vi rekommenderar synkontroll av leg. optiker och att QuietFrames anpassas efter din synförmåga.



Använd inte

- Vid framförande av fordon, t.ex. vid bilkörning, cykling, sparkcykling, truckkörning eller liknande.
- När du vistas i riskfyllda miljöer där olycka med fordon, maskin, föremål eller människa lätt kan uppstå om ditt perifera seende är begränsat. Exempel direkt olämpliga situationer: trafik, övergångsställe, lagerlokal, byggarbetsplats.
- Om produkten är trasig eller blivit deformerad.

Barn och intellektuellt funktionsnedsatta ska hållas under uppsikt vid användning så att ovannämnda varningar beaktas.

Justering av passform:

Anpassa skalmar och nässadel före användning:



Den böjbara delen av skalmen formas för att passa runt örat.



Nässadeln justeras så att glasögonen sitter bekvämt. När de sitter optimalt vidrör avskärmningen huden, var varierar beroende på ansiktsform. Det ska inte skava eller trycka.

Om dina QuietFrames har slipade linser (läsglasögon eller enligt recept) bör linsens optiska centrum vara vid pupillens centrum.

Rådfråga leg. optiker vid osäkerhet.

Pupillhöjd för progressiva glas eller glas med höga styrkor bör mätas ut av leg. optiker.

Modifiera inte produkten på annat sätt än så som står i bruksanvisningen.



Scanna för instruktion

Invänjning och arbetsmiljö

Upplever du lätt yrsel vid användning?

Det kan ta ett tag för balanssinnet att vänja sig.

Använd dina QuietFrames ca 15 minuter per dag och öka successivt under två veckor.

Har du slipade glas kan styrkan behöva kontrolleras.

Anpassa din arbetsställning efter ergonomiskt riktiga förhållanden. Justera datorskärm och QuietFrames så du slipper muskelspänningar.

QuietFrames kan försätta dig i flow och djupfokus. Använd gärna ett larm för påminnelse om regelbundna pauser.