

HELPIJOY



HELPIJOY är en mycket känslig, proportionell joystick som bara kräver mycket lätt applicering av tryckkraft för aktivering. Den är utrustad med de fyra huvudmusfunktionerna: vänsterklicka - högerklicka - dubbelklicka och dra och släpp.

HELPIJOY är också utrustad med fyra 3,5 mm-uttag och en 9-polig anslutning möjliggör åtkomst till enkel och flera växlar vilket innebär att flera växlar som t.ex. Star, Wafer, Penta, Minijoystick, etc. kan användas tillsammans med HELPIJOY-joysticken utan att behöva använda musen eller liknande!

HELPIJOY-joysticken kan fästas på arbetsytor på olika sätt: Manfrotto Magic arm i kombination med en rektangulär fästplatta är ett utmärkt sätt att fästa HELPIJOY på en rullstol eller liknande, medan dubbelsidig tejp eller även kardborreband gör det enkelt att fästa HELPIJOY på ett bord eller skrivbord på ett säkert sätt. HELPIJOY behöver ingen drivrutin eller installationsprogramvara och är utrustad med en USB-port.

9 -polig anslutning för flera kontakter

Dubbelklick

Högerklick

Lås

Vänsterklick

USB port

